

Come inviare una RM o TC?



1) Scarica il programma: **RadiAnt**

- Vai sul sito www.radiantviewer.com e clicca su “Scarica subito”
- Una volta scaricato, lancia il programma cliccando su “**RadiAnt-4.6.5-Setup.exe**” e porta a termine la procedura



2) Inserisci il **CD**

3) Clicca su icona di **RadiAnt** e apri il programma



4) Sulla barra degli strumenti, in alto a sinistra, clicca sul **CD**
Verranno visualizzate le immagini




5) Attendere che vengano caricate tutte le immagini
(la barra di avanzamento in basso a destra scompare)

6) Sulla barra degli strumenti, in alto a sinistra, clicca sul dischetto
Si aprirà la finestra “**Export Images**”



7) Seleziona: “**All opened series**” e “**DICOM**”.
Quindi Premere il tasto “**Export**”



8) Seleziona una cartella dove scaricare le immagini (per comodità: **Desktop**) e premi **OK**.
Le immagini verranno scaricate sul Desktop, in una **cartella col nome del paziente**.
Attendi il completamento dell'operazione

9) Vai su **Wetransfer.com** → seleziona



→ **Seleziona la cartella**



Inserisci la mail del destinatario
la tua mail
e un messaggio
per il medico

A screenshot of a web form for sending an email. It has three input fields. The first field is labeled 'Invia un'e-mail a' and has a placeholder 'La tua e-mail'. The second field is labeled 'La tua e-mail' and has a placeholder 'La tua e-mail'. The third field is labeled 'Messaggio' and has a placeholder 'Messaggio'. Arrows from the text 'Inserisci la mail del destinatario', 'la tua mail', and 'e un messaggio per il medico' point to the first, second, and third fields respectively.

Il sistema invierà alla tua mail **un codice di verifica**

10) Vai sulla **tua mail**, prendi il codice e **inseriscilo dove richiesto**

Inserisci il codice di verifica



**OPERAZIONE
COMPLETATA!**



Hai finito!

ORTHOCHILDREN CENTER directed by Dr M.Lampasi
Centro Internazionale per le deformità in Ortopedia Pediatrica
www.OrthoChildren.org