


Stivaletto gessato: postura in reparto

- ☐ Gesso chiuso
- ☐ **Bivalvato** (tagliato sui due lati)
- ☐ **Fissurato** (al centro ha una striscia aperta)
- ☐




☐
"Scarico
alto"




- 1- **Tallone** nel vuoto (non su superficie dura)
- 2- **2/3 cuscini** o un cuscino piegato e bloccato con cerotto
- 3- **Ginocchio** piegato quasi a 90 gradi
- 4- La **coscia** deve essere appoggiata comoda, non sospesa

☐
"Scarico"




- 1- **Tallone** nel vuoto (non su superficie dura)
- 2- **Un cuscino** (in scarico, più in alto del corpo)
- 3- Alzare la parte finale del **letto** (ginocchio un po' piegato)
- 4- La **coscia** deve essere appoggiata comoda, non sospesa

NO



✓ Piede più in basso del ginocchio

SI



- 1- **Punta del piede** vs il soffitto
- 2- Fissare con **cerotto** al cuscino
- 3- oppure **sponda** laterale con lenzuolino

Dal 2° giorno

- ✓ Muovere progressivamente il ginocchio
- ✓ Può alternare posizione sul fianco (sul lato non operato)