




Tutore Walker: postura in reparto





- 1- **Un cuscino** (in scarico, più in alto del corpo)
- 2- Alzare la parte finale del **letto** (ginocchio un po' piegato)
- 3- La **coscia** deve essere appoggiata comoda, non sospesa





➤ Piede più in basso del ginocchio!



- Caviglia a 90 gradi**
- 1- **Pianta del piede** appoggiata in fondo
 - 2- Palpa **tallone** (se tutore lo consente)
 - 3- **Dita visibili**



- 1- Può provocare **dolore al tallone**
- 2- **Tallone vuoto** (se tutore consente di palpare)
- 3- **Dita rientrate**



- In asse**
- 1- **Punta del piede** vs soffitto
 - 2- Fissare con **cerotto** a cuscino oppure
 - 3- **Sponda laterale** con lenzuolino
- Verifica inoltre che:**
- 4- **Bendaggio** non sia stretto / non si arricci
 - 5- **Cinturini** non troppo stretti

- a. **Piega ginocchio**
- b. Rimuovi cinturini e verifica
- c. Porta **caviglia a 90 gradi** e **spingi piede bene in fondo**
- d. Stringi cinturini

ORTHOCHILDREN CENTER directed by Dr M.Lampasi

Centro Internazionale per le deformità in Ortopedia Pediatrica

www.OrthoChildren.org